



2012

RIGGTEK

The Evolution in Dissolution Testing

aktuelle Information 12/2012

Dissolution ist einfach!?!

Grundsätzlich kann man sagen, dass Dissolution doch eine recht einfache Angelegenheit ist – Medium heizen, rühren und Probenziehen.

Doch wir wissen alle, dass die vielen Feinheiten Dissolution zu einer interessanten und komplexen Angelegenheit machen:

- was ist die geeignete Methode für meine Arzneiform, USP 1,2,...?*
- was ist das geeignete Medium für meine Arzneiform? Brauche ich biorelevantes Medium?*
- Wie bereite ich das Medium korrekt zu? Welche Geräte brauche ich hierfür?*
- Wie führe ich den Dissolution-Test aus? Was habe ich beim Dissolution-Tester zu beachten?*
- Wie ziehe ich meine Proben? Manuell oder automatisch? Offline oder Online? Was ist bei der Probenverarbeitung zu beachten?*
- Welches Zubehör brauche ich und wo erhalte ich es?*
- Was muss ich beim Dissolution-Test alles qualifizieren und protokollieren?*
- ...*

Die Produkte von RIGGTEK bieten Ihnen genau die Feinheiten, die für Sie den Dissolution-Test einfacher und effizienter machen! Das gilt auch für unseren Service, der Sie immer unterstützt!



Mit RIGGTEK in die Dissolution Zukunft

Die Feinheiten machen den Unterschied!

RIGGTEK[®]



Zum Beispiel bieten Ihnen die aktuellen DISTEK –Dissolutionstester folgende Feinheiten mehr:

Einschalten und Test starten:

Die DISTEK-Dissolutionstester bedienen Sie mit Ihren Touchscreens intuitiv.

Schnelles, zielgerichtetes Heizen:

Sie brauchen nicht mehr auf das Aufheizen des Wasserbads zu warten oder es dauerhaft zu beheizen. Beim Distek 2500 schaltet ein Timer das Wasserbad zur gewünschten Zeit ein und aus. Beim DISTEK 7100 entfällt das Wasserbad völlig zugunsten elektrisch beheizter Vessels, die in wenigen Minuten die Wunschtemperatur erreicht haben.

Mit RIGGTEK in die Dissolution Zukunft

Die Feinheiten machen den Unterschied!

RIGGTEK



Zum Beispiel bieten Ihnen die aktuellen DISTEK –Dissolutionstester folgende Feinheiten mehr:

Zeit sparen während des Dissolutiontests:

Die offene Bauweise garantiert Ihnen einen leichten Zugang zu den Vessels, um Medium zuzufügen, Proben zu ziehen, etc. Beim DISTEK 7100 können Sie zudem durch das nicht mehr vorhandene Wasserbad und integrierte Spiegel die Auflösung Ihrer Arzneiform bestens optisch beobachten und so schneller auf Unregelmäßigkeiten reagieren.

Außerdem können Sie beim DISTEK 7100 bis zu 3 Methoden mit jeweils unterschiedlicher Temperatur und Drehzahl gleichzeitig laufen lassen, um Ihre Entwicklungen schneller voranzutreiben. Damit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Platz und Geld für zwei weitere Dissolutionstester.

Temperaturmessungen während und am Ende des Tests? Beim DISTEK 7100 nicht mehr notwendig, da Temperatursensoren in den Schäften die tatsächliche Temperatur in den Vessels messen und auch protokollieren. Zusammen mit den anderen Testparametern brauchen Sie am Ende des Tests nur noch das Protokoll auszudrucken.

Mit RIGGTEK in die Dissolution Zukunft

Die Feinheiten machen den Unterschied!

RIGGTEK



Zum Beispiel bieten Ihnen die aktuellen DISTEK –Dissolutionstester folgende Feinheiten mehr:

Einfache Qualifizierung und Pflege:

Die Reinigung des Wasserbads ist unvermeidlich und lästig? Nicht wenn Sie kein Wasserbad mehr zu reinigen haben (DISTEK 7100) oder die Reinigung durch eine runde Form sehr einfach ist (DISTEK 2500)!

Die mechanische Qualifizierung ist bei Ihren aktuellen Geräten schwierig oder nur mit teuren Spezialprüfmittel und / oder teuren Wartungsverträgen durchzuführen? Durch die offene Bauweise und zielgerichtete Prüfmittel können Sie die Qualifizierung schnell und einfach selbst durchführen oder durch unseren Service durchführen lassen.

Mit RIGGTEK in die Dissolution Zukunft

Die Feinheiten machen den Unterschied!

RIGGTEK[®]



Ein Umstieg ist einfacher als gedacht und lohnt sich sehr schnell !

Planen Sie für das kommende Jahr 2013 in die Zukunft und vereinbaren Sie mit uns eine kostenlose Vorführung oder Probestellung!

Weitere Informationen finden unter www.riggtek.de. Natürlich sind wir auch gerne telefonisch für Sie da!

P.S. Die Feinheiten bei unserer Mediumtankstelle DissoPrep X8 und beim Sampilio X8 folgen in den nächsten RIGGTEK-Infos!



Sie haben Fragen? Sie wünschen sich eine Vorführung oder Probestellung?

- Besuchen Sie unsere Internetseite www.riggtek.de oder
- Rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- Schreiben Sie uns an info@riggtek.de

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich **mehr Informationen!**

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team

