



2015

RIGGTEK

The Evolution in Dissolution Testing

aktuelle Information 05/2015

Der Vessel-Washer

Die oft unterschätzte Hilfe

RIGGTEK



- SICHER – kein Kontakt mit den Wirkstoffen und Medien
- ZEITSPAREND – lassen Sie die Vessels reinigen, während Sie andere Arbeiten erledigen können
- KOSTENSPAREND – verhindert Beschädigungen der Vessels beim manuellen Reinigen, die Vessels verbleiben immer im Dissolution-Tester
- REPRODUZIERBAR – reinigt die Vessels immer gleich, unabhängig vom Anwender
- EINFACH – einfachste Anwendung und Bedienung
- UNIVERSAL – für jedes Standard Dissolution Vessel passend
- FLEXIBEL – mobil im Labor verschiebbar und so an jedem Platz einsetzbar

DISTEK Vessel-Washer
VIP 4400

DISTEK Vessel-Washer VIP4400

Das bessere Wasserbad-Algizid

RIGGTEK



"Cyclone" Wash

Der einmalige „Cyclone“ Wasserstrahl garantiert eine gründliche Reinigung.



Universal Wash Module

Der Handgriff „Universal Wash Module“ liegt gut in der Hand und erlaubt eine schnelle und sichere Befestigung auf den Vessels. Die Bedienung erfolgt mit wenigen Tasten.



"Optional" Shaft Rinse

Das optionale „Shaft-Rinse“ Modult ermöglicht ein abspritzen der Schäfte und ersetzt die Spritzwasserflaschen, die nicht mehr gefüllt und gereinigt werden müssen.



Sie haben Fragen?
Sie wünschen sich eine Vorführung oder
Probestellung?

- Besuchen Sie unsere Internetseite www.riggtek.de oder
- Rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- Schreiben Sie uns an info@riggtek.de

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich mehr Informationen!

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team

