

**RIGGTEK**



**2011**

**RIGGTEK**


*The Evolution in Dissolution Testing*

aktuelle Information 10/2011

# DISTEK Modell 7100 Symphony

WAS WENN Ihr Dissolution Tester...?

**RIGGTEK**



*WAS WENN...*

... Ihr Dissolution Tester **mit verschiedenen Temperaturen und Rührgeschwindigkeiten gleichzeitig** betrieben werden kann?

*WAS WENN...*

...Ihr Dissolution Tester **verschiedene Methoden gleichzeitig** laufen lassen kann?

*WAS WENN...*

... Ihr Dissolution Tester **jederzeit um weitere Vessel-Positionen erweitert** werden kann?

*WAS WENN...*

# DISTEK Modell 7100 Symphony

Innovation durch SIE inspiriert!

RIGGTEK

*...WAS WENN es das alles schon gibt?*

Der neue  
**DISTEK *Dissolution Tester 7100 Symphony***  
*„Innovation durch Sie inspiriert“*



# DISTEK Modell 7100 Symphony

Ihr neuer Star unter den Dissolution Testern!

RIGGTEK

## Der DISTEK *Dissolution Tester 7100 Symphony* hat für Sie...


- einen **farbigen Touch-Screen** – bedienen Sie den Dissolution Tester einfach und schnell
- **elektrisch beheizte Vessels** – heizen Sie Ihr Medium von 20°C bis 37°C in weniger als 15 min und vermeiden Sie ein zu reinigendes Wasserbad
- die Möglichkeit **bis zu 3 Methoden gleichzeitig** mit unterschiedlicher Drehzahl und Temperatur laufen zu lassen, jederzeit überwacht und dokumentiert – lassen Sie mehr Dissolution Tests gleichzeitig laufen und sparen Sie Platz, Zeit und Geld
- **im Schaft integrierte Temperatursensoren** – monitoren Sie die Temperatur jedes einzelnen Vessels und nicht nur vom Wasserbad und machen Sie Ihre Dissolution Tests unanzweifelbar
- **frei konfigurierbar von 1 bis 8 Vessel-Positionen** - bestimmen Sie die Anzahl der völlig unabhängigen Module ganz nach Ihren Anforderungen und sparen Sie Geld
- **automatisierte Schaft Anhebung und Senkung** und **voreingestellten Höhen** für USP 1,2,5,6, und Intrinsic Dissolution – wechseln Sie schnell zwischen den verschiedenen Tests und sparen Sie unangenehme Arbeit und Zeit



# DISTEK Modell 7100 Symphony

reservieren Sie Ihre Demonstration!

**RIGGTEK**



Sie sind am neuen Dissolution Tester  
**DISTEK 7100 Symphony**  
interessiert?

- rufen Sie uns an unter *Tel.: +49 89 740 29 555* oder
- schreiben Sie uns an [info@riggtek.de](mailto:info@riggtek.de) und

erhalten Sie mehr Informationen oder vereinbaren Sie  
einen **Demonstration-Termin** bei Ihnen vor Ort!

*Wir sind für Sie da!*  
Ihr RIGGTEK-Team



**DISTEK**  
CREATING A STIR™