

**RIGGTEK**



**2012**

**RIGGTEK**

*The Evolution in Dissolution Testing*

aktuelle Information 02/2012

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“

**RIGGTEK**




*Der neue DISTEK 2500 Freisetzer ist Ihr neuer zuverlässiger „Alleskönner“!*

*Als Nachfolgemodell des langbewährten DISTEK 2100C ist er bei höchster Zuverlässigkeit für alle Anwendungsgebiete einsetzbar - Paddles, Baskets, Rotating Cylinders, Intrinsic oder Mini-Intrinsic etc. mit 100ml bis 4l Vessels - alles ist machbar. Mit dem farbigen Touchscreen wird die Bedienung dabei zum Kinderspiel! Und das alles zu einem sensationellen Preis!*

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“

**RIGGTEK**



*Die Vorteile des DISTEK 2500 sprechen für sich:*

- *mit dem „Wake up und Sleep Mode“ warten Sie nie mehr auf das Aufheizen des Wasserbads und verschwenden nie mehr unnütz Strom*
- *die schnelle, intuitive Bedienung durch den großen farbigen Touchscreen spart Ihnen täglich Zeit und Mühen*
- *wie beim 2100C können Sie mit einem Tastendruck einen Freisetzung-Test starten*
- *wechseln Sie schnell zwischen bis zu 100 speicherbaren Methoden*
- *Sie können bis zu 8 Vessels mit 4L, 2L, 1L, 500mL, 200mL oder 100mL verwenden (\*teilweise abhängig von der Konfiguration)*
- *.... lesen Sie mehr auf der folgenden Seite...*

# Der neue DISTEK 2500 Freisetzer

Ihr zuverlässiger „Alleskönner“

**RIGGTEK**



*Frage oder Wunsch...*



*...sprechen Sie uns an...*



*...wir sind für Sie da!  
Ihr RIGGTEK-Team*

*...weitere Vorteile des DISTEK 2500 sind:*

- *mit den voreingestellten Höhen für USP 1,2 ist beim Wechsel zwischen Paddles und Baskets ein Schaftwechsel und eine Requalifizierung nicht notwendig*
- *Paddles, Baskets oder Rotating Cylinders lassen sich für einen schnellen Wechsel auf die Schäfte aufschrauben*
- *die offene Bauweise mit zugänglichen Vessels während des Tests erlaubt Ihnen die korrekte Messung von Zentralität, Wobble und Vertikalität der Schäfte, mögliche Verdunstung wird von den Vessel-Covers unterbunden*
- *Änderungen an Methoden können Sie im „Audit-Trail“ nachvollziehen*
- *der optionale „Tablet Dropper“ ermöglicht Ihnen einen präzisen Start Ihres Dissolution Tests.*

*Weitere Informationen finden Sie unter [www.riggtek.de](http://www.riggtek.de). Haben Sie noch Fragen zum DISTEK 2500? Oder wollen Sie eine Vorführung bzw. Probestellung? Sprechen Sie uns einfach an – per Telefon (+49 89 740 29 555) oder schreiben Sie uns unter [info@riggtek.de](mailto:info@riggtek.de)!*