



RIGGTEK

Dissolution Test Systems



DISTEK 5300 Autosampler

jetzt als günstige „Parent-Child-Konfiguration“!



„Parent“

„Child“

Der Dissolution-Autosampler DISTEK 5300 ist nun auch wieder in der beliebten „Parent-Child-Version“ erhältlich! Dabei wird eine zweite Pumpen-Kollektor-Einheit („Child“) an den bestehenden 5300-Autosampler angeschlossen und über diesen gesteuert. Das „Child“ kann auch nachgerüstet werden.

So können zwei Dissolution-Tester kostengünstig von einer „Parent-Child-Einheit“ unabhängig voneinander bedient werden.

DISTEK 5300 Autosampler

jetzt mit Filter-Wechsler!



Ebenfalls neu erhältlich ist ein integrierter Filterwechsler für den Dissolution-Autosampler DISTEK 5300. Der Filterwechsler ist für standardmäßig verfügbare Spritzenvorsatzfilter mit 25mm Durchmesser ausgelegt, so dass keine speziellen Filterplatten des Herstellers verwendet werden müssen! Durch die platzsparende Integration nutzen Sie Ihren Platz im Labor weiterhin optimal. Der Filterwechsler kann auch nachgerüstet werden.

RIGGTEK

Wir sind für Sie da!



Sie wünschen mehr Informationen?

- Besuchen Sie unsere Internetseite www.riggtek.de oder
- Rufen Sie uns an unter *Tel.: +49 89 2302469 -0* oder
- Schreiben Sie uns an vertrieb@riggtek.de

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich mehr Informationen!

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team

